

HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. Stretch the cloth cover over a flat surface with the printed facing up. Insert the vinyl pad inside the cover, making sure that the control and cord are outside the cover. Close the cover with the snap button. **WARNING:** Never use this heating pad without the cloth cover.
2. Plug it into an electrical outlet.
3. To turn on the heating pad, press the multifunction button. Your heating pad WILL NOT come on until you press the button. NOTE: If the heating pad still does not work try plug in it into another electrical outlet. Make sure the electrical cord is not broken.
4. Let the pad preheat for a few minutes. Your heating pad has been designed to work with the maximum heating according to the UL standards.
5. To select the desired temperature setting, press the button. Selecting, WARM, LOW, MEDIUM, or HIGH. The heating pad will turn off after cycling through the heat settings.
6. The heating pad will automatically turn off after 40 minutes.

USE OF THE MOIST HEAT THERAPY

1. Remove the sponge from the heating pad. Place the sponge under warm running water until it is fully saturated. Wring out softly the excess water.
2. Place the sponge on top of the pad and cover both with the cloth cover. Close the cover with the snap button.

Warning: Do not immerse the vinyl heating pad in water or place it under running water. This can cause severe damage.

CARE INSTRUCTIONS

Remove cloth cover over the heating pad. To keep the cover fresh and clean, wash it with mild soap in lukewarm water and drip dry to keep it fluffy. DO NOT MACHINE WASH OR DRY.

If cover becomes discolored, scorched or worn, replace it with a new one available from your heating pad dealer.

It is to be expected that the cover of the heating pad unit may eventually become discolored. Excessive scorching may cause the cover to deteriorate.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

WARNING: To reduce burning risk, electric shock, fire and bodily injuries. This product must be used in accordance with the following instructions.

1. Read all instructions.
2. Do not use while sleeping.
3. Do not use on infants or animals.

4. This pad is not to be used by or on an invalid, a sleeping or unconscious person, and a person with poor blood circulation unless prescribed by a doctor.
5. Do not use on sensitive skin.
6. May cause burning. Check the skin frequently.
7. Do not use the pad without the cloth cover.
8. Do not use in an oxygen-enriched environment or near equipment, which stores or emits oxygen.
9. Do not use pins or metallic fasteners on this pad.
10. Do not sit on or lay on top of the heating pad. Do not crush it. Avoid sharp folds.
11. Do not pull the electric cord.
12. Do not use the cord as a handle.
13. Examine the inner cover of the pad before each use, discard the pad if inner cover shows any signs of deterioration. If damaged please discard the pad.
14. Do not use the heating pad on children without adult supervision.
15. Use the heating pad in 110-120 volt electric outlet.
16. Do not try to break the heating pad.
17. No parts on heating pad are replaceable. If any reason the heating pad is not working see warranty and customer services information.
18. Do not use the heating pad with any lotion or gels that create heat. This may burn the skin.
19. Place the heating pad on top not under the part of the body that needing heat.

20. SAVE THIS INSTRUCTIONS

For the products purchase in the United States and Canada only, to reduce the risk of electric shock, this product contains a polarized plug (one prong is thicker than the other). This plug fits on a one way polarized plug only, if the plug does not fit on the electrical outlet, turn the plug around. If it still doesn't fit call an electrician. DO NOT TRY TO IGNORE OR CHANGE THIS SECURITY ISSUE.

Distributed by:
Diabetic Supply of Suncoast, Inc.
PO Box 2102, Vega Alta, PR 00692
Toll-free: 1-866-373-2824
www.advocatemetres.com

1 year Limited Warranty

COMO UTILIZAR SU COJIN CALENTADOR

1. Estire la cubierta de tela sobre una superficie plana con la parte impresa hacia arriba, asegúrese que el cordón y el control estén fuera de la cubierta. Cierre la cubierta con el broche de presión.
ADVERTENCIA: Nunca utilice su cojín calentador sin la cubierta de tela.
2. Conecte a un tomacorriente.
3. Encienda el cojín calentador presionando el botón multiusos. Su cojín calentador NO encenderá hasta que haya presionado este botón. **NOTA:** Si su cojín calentador aun no funciona intente conectarlo a otro tomacorriente. Asegúrese que el cable eléctrico no este roto.
4. Permita que el cojín pre-caliente por unos minutos. Su cojín calentador a sido diseñado para operar con el máximo de calor de acuerdo a los estándares de la UL.
5. Para seleccionar la temperatura deseada, presione el botón multiusos sucesivamente y selecciones temperatura TIBIA, BAJA, MEDIANA, O ALTA. Para apagar presione el botón sucesivamente bajando los niveles de calor hasta apagarlo.
6. El cojín calentador se apagará automáticamente después de 40 minutos.

USO DE LA TERAPIA DE CALOR HUMEDO

1. Separe la esponja del cojín calentador. Coloque la esponja bajo agua tibia hasta que se sature a fondo. Escurra suavemente el exceso de agua.
2. Coloque la esponja sobre el cojín calentador y deslice la cubierta de tela sobre ambos. Cierre la cubierta con el broche de presión.

Advertencia: No sumerja el cojín calentador de vinilo en agua o coloque debajo del agua, esto podría causar daños severos.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Remueva la cubierta de tela del cojín calentador. Para mantener la cubierta limpia y fresca, lave con un jabón suave en agua tibia y deje secar para mantenerlo esponjado.
NO LAVAR O SEQUAR A MAQUINA.

Si el cojín se decolora, se gasta o se quema, reemplácelo por uno nuevo con su distribuidor.

Es de esperar que el cojín calentador se descolore eventualmente con el uso. Debido al calor excesivo la cubierta puede deteriorarse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO LAS DESTRUYA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctrico, fuego y lesiones corporales, éste producto debe ser utilizado de acuerdo con las instrucciones.

1. Leer las instrucciones.
2. No utilice mientras duerme.
3. No utilice en infantes o animales.
4. Este cojín no debe ser utilizado en personas invalidas, inconcientes o en personas con pobre circulación a menos que sea sugerido por su doctor.
5. No utilice en piel sensitiva.
6. Puede causar quemaduras. Verifique frecuentemente la piel.
7. No utilice el cojín sin la cubierta de tela.
8. No utilice en ambientes enriquecidos de oxigeno o cerca de equipos de oxigeno.
9. No utilice alfileres u otros medios metálicos de sujeción para sostener este cojín.
10. No se siente sobre el cojín calentador. No lo aplaste. Evite los dobleces agudos.
11. No tire del cordón eléctrico.
12. No utilice el cordón como manija.
13. Examine la cubierta interior del cojín antes de cada uso, deseche el cojín si la cubierta interior muestra signos de deterioro. Si está dañado deseche el cojín.
14. No utilice el cojín calentador en niños sin la supervisión de un adulto.
15. Use el cojín calentador en un circuito de 110-120 voltios.
16. No trate de romper el cojín calentador.
17. Las partes del cojín calentador no son reemplazables. Si por alguna razón el cojín calentador no trabaja, vea la garantía e información de servicios al cliente.
18. No utilice lociones, pomadas o gelatinas que contengan activadores de calor. Esto podría causar quemaduras en la piel.
19. Coloque el cojín calentador sobre la parte del cuerpo que necesita calor no debajo.

20. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para los productos comprados en los Estados Unidos y el Canadá solamente; para reducir el riesgo de choques eléctricos, esa aplicación tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Este enchufe cabe en un tomacorriente polarizado unidireccional solamente; si el enchufe no cabe completamente en el tomacorriente invierta el enchufe. Si todavía no cupiera, entre en contacto con un electricista.
NO INTENTE IGNORAR O CAMBIAR A ESTA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD.