

ADVOCATE®

Redi-Code⁺ Speaking

Quick Reference Guide



Hablan Guía rápida de referencia

1 Start with the meter off. Press Set button (the back of the meter). After setting the Year, Month, Day, Hour, Minutes and Alarms you must set your Speaking Language. Default language is English, press M button to set it to Spanish. Now set speaking volume.

Press M button to adjust the speaking volume (0 for the silent mode and 6 for the largest speaking volume). Press Set button to move to memory deletion mode.

1 Comience con el medidor apagado. Pulse el botón Set (en la parte posterior del medidor). Después ajuste el Año, el Mes, el Día, el Hora, los Minutos y las Alarmas, usted deberá establecer el idioma de La voz. Para establecer el volumen de la voz, pulse el botón M para ajustar el volumen de la voz (0 para el modo de silencio y 6 para el volumen de voz más alto). Pulse el botón SET para pasar al modo de borrar la memoria.



2 INSERT A TEST STRIP TO TURN ON THE METER.

2 Inserte una tira reactiva para encender el monitor. La pantalla aparecerá intermitente.



Dear ADVOCATE REDI-CODE Plus System Owner:

Thank you for choosing ADVOCATE Redi-CodePlus Blood Glucose Monitoring System to take control of your diabetes. This system is helpful in tracking your blood glucose values. Your Quick Reference Guide assists you to set up the system and helps you to run the test. But if you'd like more information and additional features, please check the User Manual. Please read this Guide carefully before use, or you can read the User Manual for complete information.

Estimado usuario del sistema ADVOCATE REDI-CODE Plus:

Gracias por escoger el sistema de monitoreo de glucosa en sangre ADVOCATE Redi-Code Plus, que ayuda a manejar su diabetes efectivamente. Este sistema es útil para monitorear su glucosa en la sangre. La guía rápida de referencia le ayuda a manejar su sistema para realizar una prueba fácilmente. Si necesita información adicional por favor refiérase al Manual del Usuario. Por favor lea ésta guía cuidadosamente antes de efectuar la prueba o lea el Manual del Usuario para una información completa.

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUIDO POR:

Diabetic Supply of Suncoast, Inc.
PO Box 2102, Vega Alta, PR 0069
Toll-free: 1-866-373-2824 www.AdvocateMeters.com
Customer Service/Servicio al Cliente:
24 hours a day/7 days a week
24 horas al día/ 7 días a la semana

If you need further assistance, contact your health care professional for assistance.
Si usted necesita mas asistencia, contacte su profesional de la salud.

3 CHOOSE TEST MODES. When is flashing press M button to choose test modes (pre-meal/post-meal/general)

3 SELECCIONE MODOS DE PRUEBA. Cuando este intermitente presione el botón M para elegir los modos de prueba (antes de la comida/después de la comida/general)




4 While is flashing on the display, apply blood to the absorbent hole of the test strip until the confirmation window is completely covered.

4 Mientras está intermitente en la pantalla, aplique la sangre en el borde absorbente de la tira reactiva hasta que la ventana de confirmación se llene completamente.



Items for Testing/Artículos de Prueba



Lancing Device Dispositivo de Punción



The blood should be completely filled in the confirmation window. If you find that the confirmation window is not filled with blood when the meter is counting, NEVER try to add more blood to the test strip. Discard the test strip and retest with a new one.

La sangre debe llenar completamente la ventana de confirmación. Si encuentra que la ventana de confirmación no se llena de sangre cuando el medidor está contando, nunca intente agregar más sangre a la tira reactiva; descartar la tira reactiva y volver a probar con uno nuevo.

5 After the meter counts to 5, your test result appears along with Date/Time/Result indicator and is automatically stored in the memory.

5 Después de que el monitor cuente hasta cinco, su resultado aparece con fecha/hora, éstos son guardados en la memoria automáticamente.

